

Nova Safety

Tischzentrifuge zur Fettbestimmung nach Dr. N. Gerber
Bench Centrifuge for the Determination
of the Fat Content in Milk according to Dr. N. Gerber



Nova Safety

Gerber Zentrifuge / Gerber Centrifuge

Eigenschaften:

Deckelverriegelung
Automatische Bremse (Bremszeit < 8 s)
Timer für Zentrifugierzeit (digital)
Heizung, auf 65°C geregelt
Füllmenge: max. 8 Butyrometer

Technische Daten:

RZB: 350 g +/- 50 g
Drehzahl: 1350 U/min
Eff. Radius: 170 mm
Anschlusswert: 230 V/50 Hz
500 VA
Gewicht: 13 kg
Maße: LxBxH: 470 x 380 x 230 mm

Bestelldaten:

Zentrifuge Nova Safety 3670

Features:

Safety lid lock
Electrical brake time (time < 8 s)
Centrifugation timer (digital)
Heating, regulated on 65°C
Suitable for 8 butyrometers (all types)

Technical Specification:

RZB: 350 g +/- 50 g
Speed: 1350 U/min
Eff. Radius: 170 mm
Connection: 230 V/50 Hz
500 VA
Weight: 13 kg
Dimensions mm: 470 x 380 x 230 mm

Ordering Specification:

Centrifuge Nova Safety 3670



Butyrometer